



112 EMERGENCIAS

Canastillas para extracción de cálculos

Cesta de dormía



Acerca de

Es utilizada para la extracción de cálculos biliares. Los cálculos biliares son depósitos duros de bilis que se pueden formar en la vesícula biliar. El hígado produce la bilis, un fluido digestivo que se almacena en tu vesícula biliar. Cuando comes, la vesícula biliar se contrae y libera bilis en el intestino delgado (duodeno).

Permite capturar fácilmente los cálculos. Los nuevos modelos ayudan a atrapar al cálculo más fácilmente

Este producto se utiliza en endoscopia para extracción de cálculos biliares.

El diseño convencional de cuatro alambres, de forma hexagonal. Tiene una punta redondeada y atraumática.

La canasta se compone de una parte delantera, una cesta y la red de arrastre, un tubo exterior, una manga de protección, un bloqueo limitado al mango.

información para pedidos

CESTA PARA EXTRACCION DE PIEDRAS							
Ref	Tipo de cesta	Diámetro de la cesta (mm)	Longitud de la cesta (mm)	Diámetro exterior del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño del canal Ø (mm)	Embalaje
SEB111/1570200-P	Hexagonal	15	40	7	2000	2.8	2/Caja
SEB111/2070200-P	Hexagonal	20	45	7	2000	2.8	2/Caja
SEB111/2570200-P	Hexagonal	25	50	7	2000	2.8	2/Caja
SEB111/3070200-P	Hexagonal	30	55	7	2000	2.8	2/Caja

CESTA PARA EXTRACCIÓN DE PIEDRAS - GUIADA ANCHA							
Ref	Tipo de cesta	Diámetro de la cesta (mm)	Longitud de la cesta (mm)	Diámetro exterior del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño del canal Ø (mm)	Embalaje
RSEB-H4-15	Hexagonal	15	40	7	2000	2.8	2/Caja
RSEB-H4-20	Hexagonal	20	45	7	2000	2.8	2/Caja
RSEB-H4-25	Hexagonal	25	50	7	2000	2.8	2/Caja
RSEB-H4-30	Hexagonal	30	55	7	2000	2.8	2/Caja

Información

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs.

- (011) 4924-2070 / 4921-8405
- Atención whatsapp 24hs: 11-5228-7418
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

171EMERGENCIAS® / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina /
administracion@171emergencias.com.ar

Web: 171emergencias.com.ar