




112 EMERGENCIAS

Guía hidrofónica



Acerca de

Se utiliza para obtener acceso ureteral, para establecer un tracto, y para ayudar en la colocación, reemplazo e intercambio de dispositivos médicos durante procedimientos urológicos o ginecológicos. También puede utilizarse para el posicionamiento y el intercambio del catéter en un uréter tortuoso o doblado, para atravesar una piedra en ruta hacia el riñón, o en casos que exigen un mayor control y una alta radiopacidad. No está diseñado para el uso de PTCA.

“Las guías se han convertido en una pieza fundamental de la CPRE. Una guía hidrofílica, particularmente la punta, es ideal para acceder a las diferentes partes de los sistemas ductales. En el noventa por ciento de los casos utilizamos una guía hidrofílica para el acceso, la canulación y la colocación de los dispositivos terapéuticos”.

—Dr. David Carr-Locke
Beth Israel Medical Center, Nueva York, NY

información para pedidos

Código del producto	Diámetro de la guía (pulg. /mm)	Punta	Envasado
M00556191	0,018 / 0,46	Angulada	Caja de 5
M00556181	0,018 / 0,46	Recta	Caja de 5
M00556211	0,025 / 0,64	Angulada	Caja de 5
M00556201	0,025 / 0,64	Recta	Caja de 5
M00556231	0,035 / 0,89	Angulada	Caja de 5
M00556221	0,035 / 0,89	Recta	Caja de 5
M00556251	0,035 / 0,89	Rígida angulada	Caja de 5
M00556241	0,035 / 0,89	Rígida recta	Caja de 5

Información

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs.

- (011) 4924-2070 / 4921-8405
- Atención whatsapp 24hs: 11-5228-7418
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

171EMERGENCIAS® / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina /
administracion@171emergencias.com.ar

Web: 171emergencias.com.ar